

Mise en place d'un outil de suivi d'imagerie clinique

Notice du code

Auteur : Kenza Benkirane

Tuteur : Stan Durand



Table des matières

I. Plan du code	3
1. Importations et modules.....	3
2. Variables et options	3
3. Directories à modifier	4
II. Interface graphique	4
1. Pourquoi Tkinter ?	4
2. Créer une page : le constructeur.....	4
III. Fonctions	8
1. Openradio : Page de saisi d'informations sur image	8
2. Fonctions d'insertion d'informations sur image.....	13
3. Fonction database.....	21
IV. Propositions d'amélioration et idées	22
• Fonctions zoom in et out.....	23

Table des figures

Figure 1 : Directories pour le logo	4
Figure 2 : Page d'accueil de l'application	7
Figure 3 : Architecture des boutons et fonctions associées.....	8
Figure 4 : Deuxième Page de l'application	9
Figure 5 : Boite d'ouverte de fichier générée par askopenfilename.....	10
Figure 6 : Affichage dans la frame 2 f2 en Page de traitement d'images	12



I. Plan du code

1. Importations et modules

```
from tkinter import * ; import tkinter as tk

from PIL import ImageTk as itk; from PIL import Image

import subprocess; import os ;

import cv2

import numpy as np

import pandas as pd; from pandastable import Table,TableModel;
```

- Le module Tkinter sert pour *l'Interface graphique*. Utiliser le diminutif « tk » permet d'éviter les erreurs mineures et de reconnaître les modules Tkinter. Une aide python est disponible [ici](#).
- Le module PIL (pillow) permet d'importer des images et de les inclure dans des canvas Tkinter, d'où le itk : ImageTk
- Les modules subprocess et os permettent de rechercher des fichiers dans un dossier
- CV2 correspond à Open CV qui sert pour le traitement d'image. Il n'a pas été utilisé dans la suite du code mais peut s'avérer utile pour une modification postérieure.
- Le module numpy est un module fondamental de python qui est souvent nécessaire pour exécuter d'autres modules. Il sert principalement pour la manipulation de matrices ou tableaux.
- Les modules pandas et pandastable servent à la création de bases de données à partir du traitement d'image.

2. Variables et options

```
TITLE_FONT = ("Arial", 25, "bold")

violet_bg='#ccb6e4'

white_bg='#FFFFFF'
```

```
cross_color=(255,255,255)

V=['C1','C2','C3','C4','C5','C6',
  'C7','T1','T2','T3','T4','T5','T6','T7','T8','T9','T10','T11','T12','L1','L2','L3','L4','L5']

Titre_Application="X-Rays Measurements Tracking Platform"

from numpy import *

global radio

radio=None
```

Ces variables sont utilisées à plusieurs reprises pour l'esthétique de l'application et

3. Directories à modifier

```
20 #Directories --> A MODIFIER !!!!
21 icone='/Users/KenzaBenkirane/Desktop/Skairos/Skairos_logo.ico'
22 logo='/Users/KenzaBenkirane/Desktop/Skairos/Skairos_logo.jpg'
23 radios_directory='/Users/KenzaBenkirane/Desktop/Skairos/Radios'
```

Figure 1 : Directories pour le logo

Ces directories permettent de donner un logo à l'application, mais aussi de mettre le logo de Skairos sur l'ensemble des pages de l'application. Lors de la transformation de l'application en fichier exécutable, ce logo sera intégré directement dans le dossier 'read me' et n'aura pas besoin d'être stocké à l'extérieur

II. Interface graphique

1. Pourquoi Tkinter ?

Le plugin choisit pour l'interface graphique est Tkinter, pour les raisons suivantes :

- Simplicité d'utilisation : il a déjà été utilisé et pourra être réutilisé assez rapidement afin de pouvoir gagner du temps sur les étapes supérieures
- Disponible en open source
- Très souvent utilisé donc il existe énormément de ressources et références sur internet qui peuvent être utiles en cas de doute

2. Créer une page : le constructeur



```
class Application(object):

    """Défini l'objet application qui est notre application de suivi d'imageries cliniques"""

    def __init__(self):

        """Construteur de la fenêtre principale"""

        #Paramètres de la fenêtre

        self.fen=Tk()

        global frame; frame=self.fen

        self.fen.configure(background='white')

        self.fen.title(Titre_Application)

        self.fen.iconbitmap(icone)

        self.fen.minsize(1000,400)
```

```
#Affichage du logo sur toutes les pages

global image;global photo

image = Image.open(logo)

image = image.resize((80, 50), Image.ANTIALIAS)

photo = itk.PhotoImage(image)

label = Label(frame,image=photo,bg=white_bg)
```



```
label.image = photo # keep a reference!
```

```
label.pack(side='bottom', fill='x')
```

```
self.fen.iconphoto(False,photo)
```

```
self.fen.iconbitmap(icone)
```

La classe Application permet de créer l'objet Application. A celui ci est toujours associé le constructeur, la fonction `__init__`, dans laquelle on définit les éléments de base de notre objet :

Il s'agit d'un GUI Tkinter : `self.fen =Tk()`

- `frame=self.fen` : ce nom est utilisé par soucis de simplification
- On utilise le titre de l'application défini précédemment
- On lui donne un icône
- On donne une taille minimale à la fenêtre : `self.fen.minsize(longueur, largeur)`
- Donner un icône à l'application `self.fen.iconphoto(False, file='yourfile.png')`, en utilisant la fonction [PhotoImage](#)

On pourrait aussi :

- Lui donner une taille maximale : `self.fen.maxsize(1000,500)`

```
#Initialisation des frames
```

```
global f; f = tk.Frame(self.fen,bg=white_bg) #frame pour la base de données
```

```
global f2;f2 = tk.Frame(self.fen,bg=white_bg) #frame pour les boutons
```

```
f.pack(fill='y',expand=0,side='right')
```

```
f2.pack(fill='y',expand=0,side='left')
```

Les deux frames f et f2 serviront à « porter » les boutons de contrôle ainsi que les tableaux de coordonnées. Ici `expand = 0` pour qu'elles ne s'affichent que si un bouton



y est « packed », ce qui n'a lieu que lorsque l'on choisit une radio, soit après avoir appuyé sur le bouton « Parcourir », donc après avoir activé la fonction « openradio ».

La fonction `global` permet de les utiliser hors de la fonction `__init__`, c'est à dire de faire de ces frames des variables globales.

```
tk.Label(frame, text="\n Plateforme de suivi d'imageries cliniques", font=("Arial", 20,
"bold"),bg=white_bg).pack(fill='x')

global Description_lbl; Description_lbl=tk.Label(frame, text="Description \n", font=("Arial", 12,
"italic"),bg=white_bg); Description_lbl.pack(expand='yes')

self.drawing_tool = "line" #initialisation du drawing_tool : paramètre par défaut : ligne

global Start_btn; Start_btn= tk.Button(frame,text="Commencer",command=lambda:start(self),
bg=white_bg)

Start_btn.pack(expand='yes')
```



Figure 2 : Page d'accueil de l'application

Les fonctions Label permettent d'afficher du text, \n permet de sauter du ligne. Nommer les label permet de les supprimer ensuite : Le label « `Description_lbl` » sera supprimé lorsque l'on appuie sur le bouton `Parcourir`, à l'aide de la méthode `Description_lbl.pack_forget()`

Ici on initialise la variable `self.drawing_tool` en lui associant la valeur 'line' comme paramètre de défaut : dès qu'on ouvrira l'image, on pourra lui dessiner des lignes dessus

Le bouton start Permet d'accéder à la page de description des étapes. Il affichera le bouton parcourir et tous les textes en conséquence




Figure 3 : Architecture des boutons et fonctions associées

III. Fonctions

1. Openradio : Page de saisi d'informations sur image

Cette fonction s'exécute lorsque l'on appuie sur le bouton Parcourir sur la deuxième page.

Plateforme de suivi d'imageries cliniques

Etape 1 : Parcourir les fichiers pour choisir la radiographie

Etape 2 : Mettre les points sur la radio

Etape 3 : Vérifier et valider

Etape 4 : Enregistrer dans la base de donnée

Parcourir

Merci de choisir une radiographie afin d'accéder aux étapes suivantes



Figure 4 : Deuxième Page de l'application

```
global openradio
```

```
def openradio(self):
```

```
    """S'exécute lorsque l'on appuie sur le bouton "Parcourir" : affiche l'image, créer les boutons  
    pour choisir les formes à créer et la base de données à afficher """
```

```
    #Visuel de la page modifié
```

```
    Choisir_Label.pack_forget(); etapes.pack_forget(); #On supprime l'explication des étapes
```

```
    Parcourir['text'] = 'Changer de radiographie' # "Parcourir" devient "Changer de radiographie"  
    mais conserve la même fonction
```

```
    global Database_btn
```

```
    Database_btn=Button(frame,text='Afficher le tableau des  
    données',bg=white_bg,command=lambda: database(self))
```

```
    Database_btn.pack(); basededonnee=1;
```

```
##### Ouvrir la radio et l'afficher
```

```
radio_filename = tk.filedialog.askopenfilename(initialdir=radios_directory, title="Select A File",
filetypes=(("jpg files", "*.jpg"),("all files", "*.*")))
```

La ligne précédente va générer une fenêtre pour ouvrir un fichier




Figure 5 : Boîte d'ouverte de fichier générée par `askopenfilename`

```
radio_img=cv2.imread(radio_filename)

radio_img_tk= Image.fromarray(radio_img) # Convert the Image object into a TkPhoto object

radio = itk.PhotoImage(image=radio_img_tk)
```

Les lignes précédentes permettent d'afficher l'image choisie dans le canva créée, intitulé `drawing_area`.

```
global drawing_area

drawing_area = tk.Canvas(frame, width=radio.width(), height=radio.height(),bg='black') #à améliorer
```

```
global Image_to_canva;

Image_to_canva=drawing_area.create_image(0, 0,image=radio,anchor="nw") #Associate the
image to the canva

drawing_area.bind("<Motion>", self.motion)

drawing_area.bind("<ButtonPress-1>", self.left_but_down)

drawing_area.bind("<ButtonRelease-1>", self.left_but_up)
```

Les trois lignes précédentes permettent d'associer :

- Le mouvement de la souris à la fonction `self.motion` → `<Motion>` : [voir lien](#)
- Le fait d'appuyer sur la souris à la fonction `self.left_but_down`
- Le fait de lâcher la souris à la fonction `self.left_but_up`

```
drawing_area.pack(side='top',fill="y")

#Ajout des boutons de contrôle pour choisir la forme à dessiner

global DTool; DTool=tk.Label(f2, text=" \n L'outil de dessin est :
\n"+str(self.drawing_tool)+"\n", font=("Arial", 15),bg=white_bg)

DTool.pack(side="top")

Button(f2, text="Lignes",font=("Arial", 12),bg=white_bg,command=lambda: setline(self)).pack()

Button(f2, text="Arc",font=("Arial", 12),bg=white_bg,command=lambda: setarc(self)).pack()

Button(f2, text="Oval",font=("Arial", 12),bg=white_bg,command=lambda: setoval(self)).pack()

Button(f2, text="Rectangle",font=("Arial", 12),bg=white_bg,command=lambda:
setrectangle(self)).pack()

Button(f2, text="Point",font=("Arial", 12),bg=white_bg,command=lambda: setpoint(self)).pack()

Label(f2, text="",bg=white_bg).pack()

Button(f2, text="Crayon",font=("Arial", 12),bg=white_bg,command=lambda:
setpencil(self)).pack()

Button(f2, text="Legender les vertèbres",font=("Arial", 12),bg=white_bg,command=lambda:
settext(self)).pack()
```

Cette partie sert à afficher les boutons de contrôle des fonctions associés aux différentes formes, et donc d'obtenir l'affichage suivant :

**L'outil de dessin est :
line**




Figure 6 : Affichage dans la frame 2 f2 en Page de traitement d'images

```
#On initialise les base de données
```

```
global coordo_pointeur; coordo_pointeur=[] #Coordonnées des points
```

```
global coordo_ligne; coordo_ligne=[] #Coordonnées des lignes
```

```
global coordo_oval; coordo_oval=[] #Coordonnées des cercles : centre du cercle pour l'instant
```

```
global coordo_rectangle; coordo_rectangle=[] #Coordonnées des rectangles
```

```
global coordo_arc; coordo_arc=[] #Coordonnées des arc
```

Permet d'initialiser les listes. Celles-ci sont le fondement des bases de données qui constitueront les tableaux qui seront affichés dans l'application.

2. Fonctions d'insertion d'informations sur image

```
global setline
```

```
def setline(self):
```

```
    self.drawing_tool = "line"
```

```
global setarc
```

```
def setarc(self):
```

```
    self.drawing_tool = "arc"
```

```
global setoval
```

```
def setoval(self):
```

```
    self.drawing_tool = "oval"
```

```
global setrectangle
```

```
def setrectangle(self):
```

```
    self.drawing_tool = "rectangle"
```

```
global settext
```

```
def settext(self):
```

```
    self.drawing_tool = "text"
```

```
global setpoint

def setpoint(self):

    self.drawing_tool= "point"


global setpencil

def setpencil(self):

    self.drawing_tool= "pencil"
```

Ces fonctions sont associées à tous les boutons de la figure : ils permettent de choisir la figure à dessiner. Ils sont donc associée à la variable `self.drawing_tool` qui change de valeur, qui associé à la fonction `left_but_up` suivante :

```
def left_but_up(self, event=None):

    #Méthode s'exécutant lorsque l'on lache la souris, qui permet de prendre les coordonnées du point
    où on lache la souris.


    self.left_but = "up"


    # Reset the line

    self.x_pos = None

    self.y_pos = None


    # Set x & y when mouse is released
```

```
self.x2_line_pt = event.x

self.y2_line_pt = event.y


# If mouse is released and line tool is selected

# draw the line

if self.drawing_tool == "line":

    self.line_draw(event)

elif self.drawing_tool == "arc":

    self.arc_draw(event)

elif self.drawing_tool == "oval":

    self.oval_draw(event)

elif self.drawing_tool == "rectangle":

    self.rectangle_draw(event)

elif self.drawing_tool == "text":

    self.text_draw(event)

elif self.drawing_tool == "point":

    self.pointeur(event)
```

Elle prend pour argument event : le cas où l'on lâche la souris, et activera une des fonctions suivantes :

```
# ----- DRAW PENCIL -----

def pencil_draw(self, event=None):
```



```
if self.left_but == "down":

    # Make sure x and y have a value

    if self.x_pos is not None and self.y_pos is not None:

        event.widget.create_line(self.x_pos, self.y_pos, event.x, event.y,
smooth=TRUE,fill="white")

    self.x_pos = event.x

    self.y_pos = event.y

# ----- DRAW LINE -----

def line_draw(self, event=None):

    # Shortcut way to check if none of these values contain None

    if None not in (self.x1_line_pt, self.y1_line_pt, self.x2_line_pt, self.y2_line_pt):

        event.widget.create_line(self.x1_line_pt, self.y1_line_pt, self.x2_line_pt, self.y2_line_pt,
smooth=TRUE, fill="red")

    #Database Lignes

    coordo_ligne.append([self.x1_line_pt,self.y1_line_pt, self.x2_line_pt, self.y2_line_pt])

    self.df_lines=pd.DataFrame(coordo_ligne,columns=['x1','y1','x2','y2'])

    self.df=self.df_lines
```



```
# ----- DRAW ARC -----
```

```
def arc_draw(self, event=None):
```

```
    # Shortcut way to check if none of these values contain None
```

```
    if None not in (self.x1_line_pt, self.y1_line_pt, self.x2_line_pt, self.y2_line_pt):
```

```
        coords = self.x1_line_pt, self.y1_line_pt, self.x2_line_pt, self.y2_line_pt
```

```
        # start : starting angle for the slice in degrees
```

```
        # extent : width of the slice in degrees
```

```
        # fill : fill color if needed
```

```
        # style : can be ARC, PIESLICE, or CHORD
```

```
        event.widget.create_arc(coords, start=0, extent=150, outline='white',
```

```
                                style=ARC)
```

```
    #Database Arc
```

```
    coordo_arc.append([self.x1_line_pt, self.y1_line_pt, self.x2_line_pt, self.y2_line_pt])
```

```
    self.df_arc=pd.DataFrame(coordo_arc,columns=['x1','y1','x2','y2'])
```

```
    self.df=self.df_arc
```



```
# ----- DRAW OVAL -----
```

```
def oval_draw(self, event=None):
```

```
    if None not in (self.x1_line_pt, self.y1_line_pt, self.x2_line_pt, self.y2_line_pt):
```

```
        # fill : Color option names are here http://wiki.tcl.tk/37701
```

```
        # outline : border color
```

```
        # width : width of border in pixels
```

```
        event.widget.create_oval(self.x1_line_pt, self.y1_line_pt,  
self.x2_line_pt, self.y2_line_pt,
```

```
                                fill="blue",
```

```
                                outline="white",
```

```
                                width=2)
```

```
        #Database Cercle
```

```
        coordo_oval.append([self.x1_line_pt, self.y1_line_pt])
```

```
        self.df_oval=pd.DataFrame(coordo_oval,columns=['x','y'])
```

```
        self.df=self.df_oval
```

```
# ----- DRAW RECTANGLE -----
```



```
def rectangle_draw(self, event=None):

    if None not in (self.x1_line_pt, self.y1_line_pt, self.x2_line_pt, self.y2_line_pt):

        event.widget.create_rectangle(self.x1_line_pt, self.y1_line_pt, self.x2_line_pt,
self.y2_line_pt,

        outline="white",

        width=2)

    #Database Rectangle

    coordo_rectangle.append([self.x1_line_pt, self.y1_line_pt, self.x2_line_pt, self.y2_line_pt])

    self.df_rectangle=pd.DataFrame(coordo_rectangle, columns=['x1', 'y1', 'x2', 'y2'])

    self.df=self.df_rectangle

# ----- DRAW TEXT -----

def text_draw(self, event=None):

    k=0

    if None not in (self.x1_line_pt, self.y1_line_pt):

        event.widget.create_text(self.x1_line_pt, self.y1_line_pt,

        fill="white",

        font=("Arial", 10),

        text=V[self.k])

    self.k+=1
```

```
# ----- DRAW POINTS -----

def pointeur(self,event=None):

    event.widget.create_oval(self.x1_line_pt, self.y1_line_pt,
self.x2_line_pt, self.y2_line_pt,

                             fill="white",

                             outline="white",

                             width=1)

#Database Pointeur

    coordo_pointeur.append([self.x1_line_pt, self.y1_line_pt]) #ajoute les coordonnées des points à
la liste

    self.df_points=pd.DataFrame(coordo_pointeur,columns=['x','y'])

    self.df=self.df_points
```

A la fin de chaque base de données, deux lignes permettent d'ajouter les nouveaux widget dessinés à la liste correspondante, puis à la dataframe qui sera affichée grace à la fonction database.



Les paramètres des formes sont modifiables :

- Pour la couleur, il suffit de choisir une autre couleur à la place de white : toutes les couleurs possibles sont disponibles [ici](http://wiki.tcl.tk/37701) : <http://wiki.tcl.tk/37701>
- outline représente la couleur du bord
- On peut aussi choisir la couleur avec les HTML colors RGB, en mettant (255,255,255) par exemple pour le blanc. Vous pouvez trouver la votre [ici](https://htmlcolorcodes.com) : <https://htmlcolorcodes.com>
- Pour la largeur, width represente la largeur des bords, en pixels
- Pour les arc,
 - le style peut : ARC, PIESLICE, or CHORD. A vous de tester les différentes possibilités pour choisir celle qui vous convient.
 - extent : width of the slice in degrees
 - start : starting angle for the slice in degrees

3. Fonction database

```
global database
```

```
def database(self):
```

```
    Database_btnn['text'] = 'Mettre les données à jour'
```

```
    DTool['text']="\n Les données affichées \n dans le tableau sont : \n "+self.drawing_tool+"\n"
```

```
    print(self.drawing_tool)
```

```
    print(self.df)
```

```
    # tk.Label(f, text="Table of the "+self.drawing_tool, font=("Arial", 11),bg=white_bg).pack()
```

```
    self.table = pt = Table(f, dataframe=self.df,
```

```
                           showtoolbar=True, showstatusbar=True)
```

```
    pt.show()
```

La base de données affichées est celle pour laquelle on a dessiné un objet pour la dernière fois

IV. Propositions d'amélioration et idées

- La Scrollbar

Elle permettrait de voir l'ensemble de la radio et de
Voilà une source de code qui peut être utile pour créer une scrollbar :

```
# canvas=tk.Canvas(SaisiInfo_frame,bg=white_bg)

# canvas.config(scrollregion=canvas.bbox('all'))

# scrollbar = tk.Scrollbar(self,orient='vertical')

# xscrollbar = tk.Scrollbar(self,orient='horizontal')

# scrollbar.config(command=canvas.yview)

# xscrollbar.config(command=canvas.xview)


# SaisiInfo_frame.bind(

#     "<Configure>",

#     lambda e: canvas.configure(

#         scrollregion=canvas.bbox("all")

#     )

# )


# canvas.create_window((0, 0), window=SaisiInfo_frame, anchor="nw")

# canvas.config(xscrollcommand=xscrollbar.set,yscrollcommand=yscrollbar.set)
```



```
# canvas.pack(side="left", fill="both", expand=True)
```

```
# scrollbar.pack( side = 'right', fill = 'y')
```

```
# scrollbar.pack( side = 'bottom', fill = 'x')
```

- Fonctions zoom in et out

Quelques morceaux de code sont disponibles [ici](#) et [ici](#)

- Choix des couleurs pour les différentes formes, ajouter une image dans la frame f2 en guise de légende.
- Une option pour changer de radio une fois qu'on a fini de travailler sur la première.
- Une fois qu'on aura une base de données construite, l'option d'ouvrir des radios sur lesquels on a déjà effectué les tracés
- Un bouton retour : pour annuler la dernière action.